

SV-A

Serie



Messungen mit 2ml Proben
Jetzt möglich!

- **2ml Proben-Messung (SV-1A)**
- **Feinpositionierung der Proben über X-Y-Z Achsen**
- **Anti-Korrosion, Titanium Sensor Platten**
- **Standard WinCT Viscosity, serieller USB Konverter**



- Die Sensoreinheit kann für den mobilen Gebrauch abgenommen werden.
- Ein Transportkoffer gehört zum Standard-Lieferumfang.



AND ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited
<http://www.aandd.jp>

SV-A Serie



Spezifikationen

	SV-1A	SV-10A
Messmethode	Schwingplatten-Viskosimeter mit einer Konstantfrequenz von (30Hz)	
Messbereich	0.8~1000mPa.s	0.3~10000mPa.s
Genauigkeit	1% Wiederholbarkeit (S.D., 20~30°C , ohne Kondensation)	
Min. Probenmenge	2ml~	10ml~
Temperatur Messung	0~160 °C / 0.1°C (32~320°F/0.1°F)	
Stromversorgung	AC Adapter (ca. 14VA)	

Zubehör

- AX-SV-51 Stand Set mit X-Y-Z Positionierhilfe
- AX-SV-52 X-Y-Z Positionierhilfe
- AX-SV-53 Software Paket mit seriellem USB Konverter
- AX-SV-54 Probenbecher Set
45ml X 5 Stk., 10ml X 5 Stk., Polykarbonat
13ml X 2 Stk., Glas
Quarzglas Halter X 1 Stk.
Temperierbehälter X 1 Stk.
- AX-SV-55* 2ml Probenbecher Set X 10 Stk., Polykarbonat
2ml X 10 Stk., Glas
Probenbecher 45ml x 5 Stk.
Probenbecher Halter 2ml X 5 Stk., Polykarbonat
Probenbecher Ständer für 2ml Einsätze X 1 Stk.
Temperierbehälter X 1 Stk.
- AX-SV-56* Probenbecher Halter für 2ml X 5 Stk., Transp./Schwarz
- AX-SV-57* Probenbecher Ständer für 2ml Einsätze X 2 Stk.
- AX-SV-58* 2ml Probenbecher Set X 100 Stk., Polykarbonat
- AX-SV-59* 2ml Probenbecher Set X 5 Stk., Glas
Probenbecher Ständer für 2ml Einsätze X 1 Stk.

* Zubehör nur für SV-1A



AX-SV-52



AX-SV-54



AX-SV-55

A&D

...Clearly a Better Value

A&D Engineering, Limited
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
<http://www.aandd.jp>

A&D Mercury, Inc.
1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

A&D Mercury Pty. Ltd.
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

A&D Instruments Ltd.
Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485

<German Sales Office>
Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

A&D Korea Limited
Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280

A&D Rus Co., Ltd.
Vereyskaya str.112 Kuntsevo Block, 121357,
Moscow, Russia
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66