

# SV-A

Série



Medição de amostra com 2ml  
**Agora já é possível!**

- **Medição de amostra com 2ml (SV-1A)**
- **Dispositivo X-Y-Z para um ajuste mais preciso**
- **Placas sensoras em Titânio anticorrosivo**
- **Software WinCT-Viscosidade standard, conversor série-USB**



- **A unidade sensora pode ser removida para ensaios no terreno**
- **Mala de transporte de fornecimento standard**



**AND** ...Clearly a Better Value  
A&D Company, Limited  
<http://www.aandd.jp>

# SV-A Série



## Especificações

	SV-1A	SV-10A
Método de medição	Vibro viscosímetro de Sino-ondas usando método de tuning fork (30Hz)	
Gama de medição da viscosidade	0.3~1000mPa.s	0.3~10000mPa.s
Precisão	1% de repetibilidade, (S.D., 20~30°C, Sem condensação)	
Quantidade mínima de amostra	2ml~	10ml~
Temperatura de medição	0~160°C / 0.1°C (32~320°F/0.1°F)	
Alimentação	Adaptador AC (aprox. 14VA)	

## Opções

- AX-SV-51 Mesa com posicionamento X-Y-Z
- AX-SV-52 posicionamento X-Y-Z
- AX-SV-53 Pack software com conversor USB
- AX-SV-54 Recipiente para amostras  
45ml X 5pcs., 10ml X 5 pcs - policarbonato  
13ml X 2 pcs., vidro  
Suporte para recipiente de vidro x 1 pc.  
Forro de circulação de água X 1 pc.
- AX-SV-55\* 2ml com tampa x 10pc, policarbonato  
2ml x 10 pcs . vidro  
recipiente para amostras 45ml x 5pcs  
suporte para recipiente 2ml x 5pcs, policarbonato  
Mesa para recipiente 2ml x 1pc  
Forro de circulação de água X1 pc
- AX-SV-56\* Suporte recipiente para 2ml x 5 pcs, Transp. /Preto
- AX-SV-57\* Mesa para recipiente 2ml x 2pcs
- AX-SV-58\* 2ml com tampa x 100 pcs, policarbonato
- AX-SV-59\* 2ml com tampa x 5pcs, vidro  
Mesa para recipiente 2ml x 1pc



AX-SV-52



AX-SV-54



AX-SV-55

\* só para SV-1A

**A&D** ...Clearly a Better Value

**A&D Company, Limited**  
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN  
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148  
<http://www.aandd.jp>

**A&D ENGINEERING, INC.**  
1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.  
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

**A&D MERCURY PTY. LTD.**  
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA  
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

**A&D INSTRUMENTS LTD.**  
Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,  
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM  
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485

**<German Sales Office>**  
Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY  
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

**A&D KOREA Limited**  
Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA  
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280

**A&D RUS CO., LTD.**  
Vereyskaya str.112 Kuntsevo Block, 121357,  
Moscow, Russia  
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66